

# Bienvenidos a Bluedrop

Su médico le ha recetado el **Medical Bluedrop Medical First Step Foot Scanner** y el **Every Step Monitoring Service** para ayudarle a estar atento a sus pies. Como sabe, es importante revisar sus pies regularmente para encontrar cualquiera área con problemas que pueden provocar una ulcera en el pie. De hecho, los médicos han publicado estudios que muestran que chequear los pies y medir la temperatura puede reducir hasta 70% de las úlceras! <sup>(1,2,3)</sup>



¡Con Bluedrop Medical First Step Foot Scanner puede chequear sus pies diariamente en menos de un minuto!



1

**Simplemente pisa arriba y parece en el escanear una vez al día por 30 segundos.** El equipo tomará fotografías y medirá la temperatura de sus pies, luego se enviará automáticamente la información a Bluedrop.



2

**Un experto de Bluedrop Medical revisará la información** y le alerta si ven algo que usted debe tener en cuenta. Si ven algo que su médico debe saber, también le alerta.

**Preguntas?** Llama a **1-855-453-8707** o manda un correo electrónico a **bdhelp@bluedropmedical.com**

1. Armstrong (2007) La monitorización de la temperatura cutánea reduce el riesgo de UPD en pacientes de alto riesgo

2. Lavery (2007) Prevención de la recurrencia de UPD en pacientes de alto riesgo: Uso del monitoreo de temperatura

3. Lavery (2004) Monitoreo domiciliario de la temperatura cutánea del pie para prevenir ulceraciones






# Comenzar es fácil



**Busque por un paquete** con el logotipo de Bluedrop Medical que llegara unos días después de que su médico lo receta.



**Posiciona su nuevo** al en un lugar seco y lejos del sol directo, y conéctelo. ¡Recuerda, dejelo conectado indefinidamente!



**Conéctese al internet** con su celular. Necesitará el nombre y la contraseña de su wifi \*

\*Si su escáner viene con un enrutador enchufable, consulte la Guía de Inicio Rápido en la caja para conectarlo.

Cuando su Medical Bluedrop Medical First Step Foot Scanner diga Listo, haga su primer escaneo!

## Preguntas?

Llama a [1-855-453-8707](tel:1-855-453-8707) o manda un correo electrónico a [bdhelp@bluedropmedical.com](mailto:bdhelp@bluedropmedical.com)



Folleto para pacientes de PMOOL de EE. UU., septiembre de 2023 VI